Hochschule Merseburg (FH) Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften Lehrgebiet Analytik	Datum: 18.05.20 Gruppe: 2.4 Namen: Willy Messerschmid Roman-L. Zank
Praktikum: ○ BAC/2.Sem.: "Analytik" ● BCUC/4.Sem.: "Analytik" ○ BCUU/4.Sem.: "Analytik" ○ BWIWU/4.Sem.: "Analytik" PROTOKOLL	O Protokoll genehmigt O Protokoll korrigieren O Rücksprache erbeten O Protokoll registriert
Versuch: Elektroanalytische Methoden / Voltammetrie / Polar 2.2 Nachweis und Bestimmung von Blei (Pb) in Trinkwa	
Qualitativer Teil: Nachweis von Blei Quantitativer Teil: Bestimmung des Bleigehalts Testproben: - A 1: Analysenprobe - (A 2: evtl. häusliches Trinkwasser von:)
Probenvorbereitung: Zugabe von Pufferlösung, Salpetersäure,: Nach Vers Grundelektrolyt: Acetat paffer pH = 4,64 C= Chromatogramme vorlegen	achsauleilung 1 m·//
Einstellung am Polarographen: OME - Oropping Mercury - Elektrode: Silber/ Silber Chlorid - 1 - Referenzelektrode: Silber/ Silber Chlorid - 1 - Potentialbereich: O/1 V bis - - Potentialbereich zur Bleibestimmung: - 0/18 mV bis	Elektrode -1,1 V
Ergebnis der Analyse: 6	75 9.1 mg l ⁻¹